

Wb, Elisa용 항-Znf75A 토끼 다클론 항체 - Q96N20

품목 번호: CM0020364

소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 ZNF75A 토끼 다클론 항체입니다. 전사 조절 인자인 인간 ZNF75A를 인식하며, 유전자 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF75A 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF75A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7627
GeneID	7627
면역원	인간 ZNF75A(NP_694573.1)의 아미노산 200-296 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96N20
단백질 무게	35kDa
배송	아이스팩