

Wb 및 Elisa용 Anti-Znf76 폴리클론항체 - P36508

품목 번호: CM0024059

소개

RNA pol II/III를 조절하는 전사인자인 ZNF76를 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 유전자 발현 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF76 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF76; D6S229E; ZNF523; Zfp523; zinc finger protein 76
종	인간
유전자 ID	7629
면역원	인간 ZNF76 (NP_003418.2)의 아미노산 463-570에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P36508
단백질 분자량	56kDa/61kDa
배송	아이스백