

Anti-Znf768 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q9H5H4

품목 번호: CM0023356

소개

인간 ZNF768을 대상으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 ZNF768도 검출합니다. 염색질 결합 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZNF768 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF768
종	인간
GeneID (Human)	79724
GeneID	79724
면역원	인간 ZNF768 (NP_078947.3)의 아미노산 140-270 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9H5H4
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩