

Wb, Elisa용 Anti-Znf785 폴리클로널 항체 - A8K8V0

품목 번호: CM0030861

소개

사람 ZNF785에 대한 고품질 토끼 폴리클로널 항체로, 사람 및 마우스와 반응하며 WB 및 ELISA에 적용 가능합니다. 전사 조절 연구를 위한 연구용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZNF785 Rabbit pAb
비고/별칭	ZNF688; ZNF785
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	146540
유전자 ID	146540
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 ZNF785 (NP_689671.2)의 아미노산 200-405에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	A8K8V0
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)