

Wb, If/Icc, If-F, Ihc-P, Elisa용 항-Zo-1 토끼 단클론 항체 - P39447

품목 번호: CM0005134



소개

마우스 ZO-1 치밀 결합 단백질을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응함. 약 195 kDa. 치밀 결합 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZO-1 토끼 mAb
비고/별칭	ZO1
종	마우스
유전자 ID (인간)	7082
유전자 ID (마우스)	21872
면역원	재조합 단백질 마우스 ZO-1 (NP_033412.2)의 아미노산 1525-1621에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P39447
단백질 무게	195 kDa
배송	아이스백