

Wb 및 Elisa용 Anti-Zp1 토끼 다클로날 항체 - P60852

품목 번호: CM0013989

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 ZP1 (Zona pellucida sperm-binding protein 1)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 생식력 및 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZP1 Rabbit pAb
비고/별칭	OOMD; ZPB1; OOMD1; HEL163; OZEMA1; ZP1
종	인간
유전자 ID (인간)	22917
유전자 ID	22917
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P60852
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백