


Wb용 Anti-Zp2 폴리클로날 항체 - Q05996

품목 번호: CM0014475



소개

토끼에서 생성된 Anti-ZP2 폴리클로날 항체로, WB, IF-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐 ZP2와 교차 반응합니다. 난자 투명대 및 수정 연구에 사용하세요.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ZP2 Rabbit pAb
비고/별칭	ZPA; Zp-2; OOMD6; OZEMA6; ZP2
종	Human
유전자 ID	7783
면역원	재조합 단백질 인간 ZP2 (NP_003451.1)의 아미노산 651-745에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q05996
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백