

Anti-Zpbp 토끼 다클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - Q9Bs86

품목 번호: CM0022453

소개

인간 ZPBP에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플 내 ZPBP 검출에 적합합니다. 침체 압축 및 정자-난자 상호작용에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ZPBP 토끼 pAb
비고/별칭	ZPBP1; SPGF66; ZPBP
종	인간
유전자 ID (인간)	11055
유전자 ID	11055
면역원	제조합 단백질 인간 ZPBP (NP_008940.2)의 아미노산 45-200번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BS86
단백질 분자량	40kDa
배송 방법	아이스 팩