

Wb, Elisa용 Anti-Zranb3 폴리클로날 항체 - Q5Fwf4

품목 번호: CM0027651



소개

ZRANB3 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 사람, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 이 항체는 복제 스트레스 연구를 위해 DNA 어닐링 헬리카제 및 엔도뉴클레아제인 ZRANB3를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZRANB3 Rabbit pAb
비고/별칭	AH2; 4933425L19Rik; ZRANB3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	84083
GeneID	84083
면역원(Immunogen)	사람 ZRANB3 (NP_001273497.1)의 아미노산 818-1077에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q5FWF4
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백