

Wb 및 Elisa용 Anti-Zscan21 토끼 다클론 항체 - Q9Y5A6

품목 번호: CM0019076

소개

인간 ZSCAN21(ZNF38, Zipro1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 유전자 조절 및 정자 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZSCAN21 토끼 pAb
비고/별칭	ZNF38; Zipro1; NY-REN-21; ZSCAN21
종	인간
유전자 ID(인간)	7589
유전자 ID	7589
면역원	인간 ZSCAN21(NP_666019.1)의 아미노산 130-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
속주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y5A6
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩