

Wb, Elisa용 항-Zswim1 토끼 다클론 항체 - Q9Br11

품목 번호: CM0013445

소개

인간 ZSWIM1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 ZSWIM1을 인식합니다. 징크 핑거 SWIM 도메인 단백질 연구 및 진단 시약 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZSWIM1 토끼 pAb
비고/별칭	C20orf162; ZSWIM1
종	인간
유전자 ID (인간)	90204
유전자 ID	90204
면역원	인간 ZSWIM1의 아미노산 411-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_542170.3).
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9BR11
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백