

Anti-Zwint Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O95229

품목 번호: CM0030543



소개

인간 ZWINT를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 염색체 분리에 필수적인 외부 동원체 KNL1 복합체 서브유닛 ZWINT를 검출. 유사분열 및 세포주기 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ZWINT Rabbit pAb
비고/별칭	SIP30; ZWINT1; KNTC2AP; HZwint-1; ZWINT
종	인간
GeneID (Human)	11130
GeneID	11130
면역원	재조합 단백질 인간 ZWINT (NP_008988.2)의 아미노산 1-277에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95229
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백