

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Zyxin 단일클론 항체 - Q15942

품목 번호: CM0006641

소개

인간 Zyxin (Q15942)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 내 분성 단백질(61kDa)을 검출합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 세포 부착 및 초점 접합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Zyxin Rabbit mAb
비고/별칭	ESP-2; HED-2; Zyxin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7791
GeneID	7791
면역원	합성 펩타이드: 인간 Zyxin (Q15942)의 아미노산 250-350 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q15942
단백질 크기	61kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)