

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Zyxin 폴리클로날 항체 - Q15942

품목 번호: CM0022358

소개

사람 Zyxin (ESP-2, HED-2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 초점 접합 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Zyxin Rabbit pAb
비고/별칭	ESP-2, HED-2, Zyxin
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7791
유전자 ID	7791
면역원	사람 Zyxin (NP_003452.1)의 아미노산 350-572에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q15942
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)