


Wb, Elisa용 항-Zzz3 토끼 다클론 항체 - Q8Iyh5

품목 번호: CM0012894



소개

WB 및 ELISA용 인간 ZZZ3(ATAC1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드와 교차 반응합니다. 히스톤 아세틸화 및 전사 조절에서 ATAC 복합체 기능을 연구하는 데 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ZZZ3 토끼 pAb
비고/별칭	ATAC1; ZZZ3
종	인간
유전자 ID(인간)	26009
유전자 ID	26009
면역원	인간 ZZZ3(Q8IYH5)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q8IYH5
단백질 분자량	102kDa
배송 조건	아이스팩