


Wb 및 Elisa용 Antxr1 토끼 Pab - Q9H6X2

품목 번호: CM0029550



소개

WB, ELISA에서 검증된 ANT XR1 토끼 다클론 항체; 사람, 마우스와 교차 반응합니다. 세포 접착 및 이동 단백질인 탄저병 독소 수용체 1/TEM8을 표적으로 합니다. IVD 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ANTXR1 토끼 pAb
비고/별칭	ATR; GAPO; TEM8; ANT XR1
종	사람
유전자 ID (사람)	84168
유전자 ID	84168
면역원	사람 ANT XR1 (NP_060623.2)의 아미노산 84-333에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9H6X2
단백질 크기	63kDa
배송 방식	아이스백