


Antxr2 토끼 다가클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P58335

품목 번호: CM0025863



소개

ANTXR2 토끼 다가클로날 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 탄저독소 수용체 2(CMG2)를 표적으로 하며, 탄저병 병원 및 세포외기질 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ANTXR2 Rabbit pAb
비고/별칭	HFS; ISH; JHF; CMG2; CMG-2; ANTXR2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	118429
유전자 ID	118429
면역원	인간 ANTXR2 (NP_001139266.1)의 아미노산 34-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P58335
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)