


Aoc1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P19801

품목 번호: CM0029314



소개

인간 AOC1(디아민 옥시다제/히스타미나제)에 대해 제작된 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 알레르기, 면역 반응, 아민 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AOC1 Rabbit pAb
비고/별칭	ABP; DAO; KAO; ABP1; DAO1; AOC1
종	인간
GeneID	26 (인간)
면역원	인간 AOC1 (NP_001082.2)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19801
단백질 무게	85kDa
배송	아이스백