


Wb 및 Elisa용 Ap2B1 토끼 단클론 항체 - P63010

품목 번호: CM0007354



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 AP2B1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 내포작용에 관여하는 AP-2 클라트린 어댑터 복합체의 베타 서브유닛을 표적으로 합니다. 소포 수송 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AP2B1 토끼 mAb
비고/별칭	AP2B1, ADTB2, AP105B, AP2-BETA, CLAPB1, AP-2 복합체 서브유닛 베타
종	인간
유전자 ID	163
면역원	인간 AP2B1 아미노산 752-951번을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_001025177.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63010
단백질 분자량	98kDa/104kDa/105kDa
배송 방식	아이스팩