


Wb, Ihc-P, Elisa용 Ap2B1 토끼 다클로날 항체 - P63010

품목 번호: CM0022064



소개

사람, 쥐, 랫트에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 AP2B1 토끼 다클로날 항체입니다. 클라트린 매개 엔도사이토시스에 관여하는 AP-2 복합체 베타 소단위체를 타겟으로 합니다. 신경과학 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP2B1 Rabbit pAb
비고/별칭	ADTB2; AP105B; CLAPB1; AP2-BETA; AP2B1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	163
GeneID	163
면역원	사람 AP2B1 (NP_001025177.1)의 아미노산 752-951에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P63010
단백질 크기	105kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)