

Ap3B1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O00203

품목 번호: CM0027171



소개

Western blot(WB), IHC-P 및 ELISA 검증을 완료한 AP3B1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 쥐(rat)의 AP-3 복합체 서브유닛 베타-1(O00203)을 인식합니다. 리소좀 단백질 분류 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AP3B1 토끼 pAb
비고/별칭	PE; HPS; HPS2; ADTB3; ADTB3A; AP3B1
종	인간
GeneID (인간)	8546
GeneID	8546
면역원	인간 AP3B1의 아미노산 895-1094에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_003655.3).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐(rat)
SWISS	O00203
단백질 무게	121kDa
배송	아이스팩