


Apaf1 Rabbit Pab For Wb, If/Icc, Elisa - O14727

품목 번호: CM0018635



소개

APAF1 Rabbit pAb (O14727)는 WB, IF/ICC, ELISA용 폴리클론항체입니다. 사이토크롬 c 의존적 카스파제-9 활성화 및 세포사멸을 매개하는 세포질 단백질인 인간, 마우스, 랫트 APAF1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APAF1 Rabbit pAb
비고/별칭	CED4; APAF-1; APAF1
종	인간
GeneID (인간)	317
GeneID	317
면역원	인간 APAF1 (NP_863651.1)의 아미노산 470-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O14727
단백질 분자량	38-142 kDa
배송	아이스백