

유세포 분석용 Apc 항-Cd141/트롬보모듈린 단일클론 항체 - P07204

품목 번호: CM0005395

소개

유세포 분석용으로 검증된 인간 CD141/트롬보모듈린 표적 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역원은 세포외 도메인(aa 19-515)을 포함하며, 내피 세포 및 응고 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD141/트롬보모듈린 mAb
비고/별칭	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
종	인간
GeneID (인간)	7056
GeneID	7056
면역원	인간 CD141/트롬보모듈린(NP_000352.1)의 아미노산 19-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P07204
단백질 중량	60kDa
배송	아이스팩