

Fc용 Apc 항-Cd158A/Kir2DL1 단클론 항체 - P43626

품목 번호: CM0010467



소개

인간 CD158a/KIR2DL1을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. NK 세포 억제 수용체 발현 및 기능의 유세포 분석용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD158a/KIR2DL1 mAb
비고/별칭	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
종	인간
유전자 ID (인간)	3802
유전자 ID	3802
면역원	인간 CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P43626
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스백