

유세포 분석용 Apc Anti-Cd66B 단일클론 항체 - P31997

품목 번호: CM0005866



소개

인간 CD66b (CEACAM8, NCA-95)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 이 항체는 호중구의 세포 접착 분자인 CD66b 항원을 인식합니다. 유세포 분석 응용 분야에서 직접 검출을 위한 APC 접합체로 제공됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD66b mAb
비고/별칭	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
종	인간
GeneID (인간)	1088
GeneID	1088
면역원	인간 CD66b (NP_001807.2)의 아미노산 35-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P31997
단백질 무게	38kDa
배송	아이스백