

## 유세포측정용 Apc 항-F4/80 단클론 항체 - Q61549

품목 번호: CM0009126

### 소개

마우스 F4/80 항원을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정 응용 분야에서 검증되었으며, 뮤린 샘플에서 대식세포 검출에 적합합니다. Swisss-Prot Q61549.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | APC 토끼 항-마우스 F4/80 mAb                                            |
| 비고/별칭      | Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7               |
| 종          | 마우스                                                               |
| 유전자ID (인간) | 2015                                                              |
| 유전자ID      | 13733                                                             |
| 면역원        | 마우스 F4/80 (NP_034260.1)의 아미노산 28-644에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다. |
| 기원         | 토끼                                                                |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                            |
| 응용 분야      | FC                                                                |
| 교차 반응성     | 마우스                                                               |
| SWISS      | Q61549                                                            |
| 단백질 분자량    | 102 kDa                                                           |
| 배송         | 아이스백                                                              |