

Apc Anti-Human Cd101/Igsf2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q93033

품목 번호: CM0011465

소개

인간 CD101(IGSF2, V7, EWI-101)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 설계되었으며, 면역 세포와 수지상 세포에 발현되는 T세포 증식 억제제인 인간 CD101을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC Rabbit anti-Human CD101/IGSF2 mAb
비고/별칭	V7; IGSF2; EWI-101
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9398
GeneID	9398
면역원	인간 CD101/IGSF2 (NP_004249.2)의 아미노산 21-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q93033
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)