


유세포 분석용 Apc Anti-Human Cd156C/Adam10 단일클론항체 - O14672

품목 번호: CM0005537



소개

인간 ADAM10 (CD156c)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론항체입니다. 세포외영역 절단, Notch 신호전달, 알츠하이머병에 관여하는 주요 세테이스인 ADAM10의 유세포 분석 검출을 위해 특별히 설계되었습니다. 연구용 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD156c/ADAM10 mAb
비고/별칭	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
종	인간
유전자 ID	102
면역원	인간 ADAM10 (NP_001101.1)의 아미노산 214-672에 해당하는 서열의 재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC (유세포 분석)
교차반응성	인간
SWISS	O14672
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스백