


유세포 분석용 Apc 항-인간 Cd163 단일클론 항체 - Q86Vb7

품목 번호: CM0010996



소개

인간 CD163(M130) 스캐빈저 수용체를 표적하는 APC 접합 마우스 단일클론 항체입니다. 단핵구 및 대식세포 검출을 위한 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 면역표현형 분석, 염증 및 대식세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 마우스 항-인간 CD163 mAb
비고/별칭	M130; MM130; SCAR11
종	인간
유전자 ID	9332
면역원	인간 CD163 재조합 단백질
유래 동물	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q86VB7
단백질 중량	125kDa
배송	아이스백