

유세포 분석용 Apc 항-인간 Cd24 단일클론 항체 - P25063

품목 번호: CM0005800

소개

유세포 분석용 APC 접합 토끼 항-인간 CD24 단일클론 항체입니다. B 세포에 발생하며 B 세포 활성화 및 분화에 관여하는 GPI 고정형 당단백질 CD24 (8-13 kDa)를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD24 mAb
비고/별칭	CD24A; CD24
종	인간(Human)
GeneID (인간)	100133941
GeneID	100133941
면역원	인간 CD24 (NP_037362.1)의 아미노산 1-80 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P25063
단백질 분자량	8kDa; 13kDa
배송	아이스 백(Ice bag)