


유세포 분석용 Apc 항인간 Cd28 토끼 단클론 항체 - P10747

품목 번호: CM0008523



소개

인간 CD28(Tp44)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 유효성이 검증되었습니다. T세포 활성화, 공동자극 및 면역 항상성 연구에 이상적입니다. 인간과 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 CD28 mAb
비고/별칭	Tp44
종	인간
유전자 ID (인간)	940
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차반응성	인간
SWISS	P10747
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스팩