

## Apc Anti-Human Cd335/Nkp46 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - O76036

품목 번호: CM0005913



### 소개

플로우 사이토메트리용으로 특별히 설계된 인간 CD335/NKp46 (SWISS: O76036)를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 NK 세포와 반응하며, 종양 세포 용해 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | APC Rabbit anti-Human CD335/NKp46 mAb                                       |
| 비고/별칭                    | LY94; CD335; NKP46; NK-p46                                                  |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                                   |
| 유전자 ID (인간)              | 9437                                                                        |
| 유전자 ID                   | 9437                                                                        |
| 면역원(Immunogen)           | 제조합 단백질 인간 CD335/NKp46 (NP_004820.2)의 아미노산 22-254에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                  |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                              |
| 응용(Application)          | FC                                                                          |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human)                                                                   |
| SWISS                    | O76036                                                                      |
| 단백질 분자량                  | 21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa                                               |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                              |