

유세포 분석(세포 내)용 Apc 항-인간 Cd79A 단일클론 항체 - P11912

품목 번호: CM0005583



소개

인간 CD79a (MB1, Ig-alpha)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 B세포의 세포 내 유세포 분석(FC)을 위해 설계되었습니다. B세포 항원 수용체 알파 사슬을 인식합니다. 분자량: 20/25 kDa.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD79a mAb
비고/별칭	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	973
GeneID	973
면역원(Immunogen)	인간 CD79a (NP_001774.1)의 아미노산 165-225에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P11912
단백질 분자량	20kDa/25kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)