

유세포 분석용 Apc Anti-Human Tlr3 단일클론 항체 - O15455

품목 번호: CM0011928



소개

인간 TLR3(CD283, IIAE2, IMD83)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포내 유세포 분석에 검증되어 선천성 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human TLR3 mAb
비고/별칭	CD283; IIAE2; IMD83
종	인간
GeneID (Human)	7098
GeneID	7098
면역원	인간 TLR3 (NP_003256.1)의 아미노산 24-339 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	O15455
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백