

유세포 분석용 Apc Anti-Integrin Alpha 5 (Itga5/Cd49E) 단일클론 항체 - P08648

품목 번호: CM0009991



소개

인간/마우스 Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 세포 부착에 관여하는 피브로넥틴 수용체를 인식합니다. 재조합 면역원.

[자세히 알아보기](#)