


유세포 분석용 Apc 항-Lgr5 단클론 항체 - O75473

품목 번호: CM0010757



소개

Wnt 수용체이자 줄기세포 마커인 인간 LGR5 (GPR49)에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 장 상피, 모낭 및 종양학 연구에서 유세포 분석 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 LGR5 (GPR49) mAb
비고/별칭	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
종	인간
유전자 ID (인간)	8549
유전자 ID	8549
면역원	인간 LGR5 (NP_003658.1)의 아미노산 480-580 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O75473
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백