

유세포 분석용 Apc 마우스 항-Cd11C 단일클론 항체 - Q9Qxh4

품목 번호: CM0008554

소개

아르메니아 햄스터 유래의 APC 접합 마우스 항-CD11c 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 인테그린 알파-X(Integrin alpha-X)가 매개하는 단구 부착, 주화성(chemotaxis) 및 염증 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 마우스 항-CD11c mAb
비고/별칭	Cr4; N418; Cd11c
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	3687
GeneID	16411
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	아르메니아 햄스터(Armenian Hamster)
카테고리	단일클론 항체
응용(Applications)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9QXH4
단백질 분자량	129kDa
배송(Shipping)	아이스백