

유세포 분석용 Apc 항마우스 Cd163 단일클론 항체 - Q2Vlh6

품목 번호: CM0012663

소개

이 APC 접합 토끼 단일클론 항체는 마우스 CD163(M130)을 표적으로 하며 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 마우스 CD163의 세포외 도메인을 인식하며, 예측 분자량은 121~125 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항마우스 CD163 mAb
비고/별칭	CD163v2; CD163v3; M130
종	마우스
GeneID (인간)	9332
GeneID	93671
면역원	제조합 단백질 마우스 CD163(NP_444324.2)의 아미노산 39~260에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q2VLH6
단백질 분자량	121kDa/125kDa
배송	아이스팩