

Apc 항-마우스 Cd19 단일클론항체 - 마우스 Cd19

품목 번호: CM0011116

소개

유세포 분석을 위해 마우스 CD19를 표적으로 하는 APC 접합 랫드 단일클론항체입니다. 마우스 CD19에 특이적으로 반응하여 연구 및 진단 개발에서 면역세포 분석을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 항-마우스 CD19 단일클론항체
종	마우스
유전자 ID	12478
면역원	마우스 CD19 제조함 단백질
유래	랫드
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
배송	아이스팩