

유세포 분석용 Apc Anti-Mouse Cd19 단일클론 항체 - P25918

품목 번호: CM0004495

소개

마우스 CD19를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증됨. B-세포 식별, 분화 및 신호 전달 연구에 이상적. 세포외 도메인(60kDa) 인식.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
비고/별칭	Cd19
종	마우스
GeneID (Human)	930
GeneID	12478
면역원	마우스 CD19 (NP_033974.2)의 아미노산 19-287에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩