


유세포 분석(Fc)용 Apc 항마우스 Cd44 단클론 항체 - P15379

품목 번호: CM0008878



소개

유세포 분석에서 검증된 APC 접합 토끼 항마우스 CD44 단클론 항체입니다. 림프구 귀향, 세포 접착 및 이동에 관여하는 히알루론산 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항마우스 CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
유전자ID (인간)	960
유전자ID	12505
면역원	마우스 CD44 (NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백