

Fc용 Apc Anti-Mouse Cd49F 단일클론 항체 - Q61739

품목 번호: CM0008259

소개

마우스 CD49f에 대한 랫 단일클론 항체로, APC에 접합되어 있으며 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 마우스 및 인간 인테그린 알파-6(Q61739)을 인식합니다. 세포 부착 및 라미닌 수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 랫 anti-Mouse CD49f mAb
비고/별칭	Cd49f; VLA-6; 5033401O05Rik
종	마우스
GeneID (Human)	3655
GeneID	16403
면역원	마우스 CD49f 유래 합성 펩타이드
원천	랫
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스, 인간
SWISS	Q61739
단백질 분자량	122 kDa
배송	아이스백