

Apc 마우스 Tcr Γ/Δ 단일클론 항체 - Tcr Γ/Δ

품목 번호: CM0010744

소개

아르메니아 햄스터 유래, 마우스 TCR γ/δ를 표적하는 APC 접합 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)용으로 설계되었으며, 마우스 감마/델타 T 세포 수용체에 특이적입니다. 면역표현형 분석 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC anti-Mouse TCR γ/δ mAb
비고 / 별칭	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
종	마우스
유전자 ID	110066 / 110067
면역원	재조합 마우스 TCR γ/δ 단백질
원산지	아르메니아 햄스터
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
배송	아이스백