


유세포 분석용 Apc 접합 Anti-Cd223/Lag-3 토끼 단일클론 항체 - P18627

품목 번호: CM0012162



소개

인간 CD223/LAG-3를 표적으로 하는 유세포 분석용 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. LAG-3는 T 세포 활성을 조절하는 면역 관문 수용체입니다. 면역종양학 연구 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD223/LAG-3 mAb
비고/별칭	CD223
종	인간
유전자 ID (인간)	3902
유전자 ID	3902
면역원	제조합 단백질: 인간 LAG3 (NP_002277.4)의 아미노산 23-430에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P18627
단백질 분자량	57 kDa
배송	아이스백