

유세포측정용 Apc 접합 항-Siglec-7/Cd328 단클론 항체 (토끼) - Q9Y286

품목 번호: CM0012594



소개

인간 Siglec-7(CD328, AIRM1)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정(FC)에서 검증되었습니다. 자연살해세포 억제 및 면역 수용체 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항-인간 Siglec-7/CD328 mAb
비고/별칭	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	27036
유전자 ID	27036
면역원	인간 Siglec-7/CD328 (NP_055200.1)의 아미노산 18-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y286
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩