


유세포 분석용 Apc 접합 Rabbit Anti-Human Cd30 단일클론 항체 - P28908

품목 번호: CM0011903



소개

인간 CD30 (TNFRSF8, Ki-1 항원)에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체. 림프종 및 활성화된 림프구 연구에서 CD30 발현의 유세포 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	APC Rabbit anti-Human CD30 mAb
비고/별칭	CD30; Ki-1; D1S166E
종	인간
GeneID (Human)	943
GeneID	943
면역원	재조합 단백질; 인간 CD30 (NP_001234.3)의 아미노산 19-379에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원료	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28908
단백질 분자량	14kDa/50kDa/63kDa
배송	아이스백