

유세포 분석용 Apc 접합 토끼 항-인간 Cd301/Clec10A 단일클론 항체 - Q8Iun9

품목 번호: CM0012453



소개

인간 CD301/CLEC10A에 특이적인 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 수지상세포의 GalNAc 말단 글리칸을 인식하며, 면역학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 CD301/CLEC10A mAb
비고/별칭	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
종	인간
GeneID (인간)	10462
GeneID	10462
면역원	재조합 단백질 인간 CD301/CLEC10A의 아미노산 61-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_878910.1).
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IUN9
단백질 분자량	28kDa/32kDa/35kD
배송	아이스팩