

세포 내 유세포 분석용 Apc 접합 토끼 항-인간 Cd3E 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0004151



소개

세포 내 유세포 분석(Intracellular Flow Cytometry)을 위해 검증된, 인간 CD3 엡실론 사슬(CD3E)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. T세포 활성화 및 면역 반응 연구에 이상적입니다. 인간과 반응하며, UniProt P07766에 해당합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 cCD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 무게	23kDa
배송	아이스팩