

유세포 분석용 Apc 접합 Rabbit Anti-Human Cd62L/L-Selectin 단일클론 항체 - P14151

품목 번호: CM0012805



소개

인간 CD62L/L-셀렉틴(SELL)에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 백혈구 부착 및 롤링을 매개하는 세포 접착 분자인 L-셀렉틴을 검출하기 위한 유세포 분석(FC)에 사용되도록 설계되었습니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human CD62L/L-Selectin mAb
비고/별칭	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
종	인간
GeneID (인간)	6402
GeneID	6402
면역원	인간 CD62L/L-Selectin (NP_000646.3)의 아미노산 39-332 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P14151
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백