

유세포 분석(세포 내)용 Apc 접합 토끼 항-마우스 Foxp3 단일클론 항체 - Q99Jb6

품목 번호: CM0012414



소개

세포 내 유세포 분석(FC intra)에 대해 검증된 마우스 Foxp3(scurfin)에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 약 47kDa의 마우스 Foxp3 단백질을 검출합니다. 조절 T 세포(Treg) 발달 및 면역 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 Foxp3 mAb
비고/별칭	sf; JM2; scurfin
종	마우스
GeneID (인간)	50943
GeneID (마우스)	20371
면역원	마우스 Foxp3(NP_473380.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q99JB6
단백질 분자량	47kDa
배송	얼음팩